

**FICHA DEL LABORATORIO REGISTRADO EN LA REDLAA**

**LABORATORIO VETELAB CÍA. LTDA.**

<b>Persona de contacto:</b>	Myriam Sofía Hermosa Torres
<b>Número de Certificado</b>	RLA-DA-001
<b>Certificado de Acreditación SAE No.</b>	SAE LEN 14-006
<b>Provincia/Ciudad</b>	Pichincha / Machachi
<b>Dirección:</b>	Av. Pablo Guarderas N9-72 y 10° transversal – Panamericana Sur
<b>Teléfono:</b>	(02) 2316 722 / 099 879 3956
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:laboratorio@vetelab.com.ec">laboratorio@vetelab.com.ec</a> / <a href="mailto:info@vetelab.com.ec">info@vetelab.com.ec</a>

MATRIZ	PARÁMETRO	MÉTODO	RANGO
	Detección de Anticuerpos contra Brucella	Aglutinación en placa (Rosa de Bengala)	Positivo / Negativo
	Detección de Anticuerpos contra Brucella	Microelisa (ELISA competitiva)	Negativo: PI < 30% Positivo: PI ≥ 30%
<b>SUERO ANIMAL</b>	Detección de Anticuerpos contra <i>Brucella abortus, melitensis y suis</i>	Microelisa (ELISA indirecta)	<b>Muestras individuales:</b> Negativo: S/P% ≤ 110 Dudoso: S/P% > 110 < 120 Positivo: S/P% ≥ 120 <b>Pool de muestras:</b> Negativo: S/P% ≤ 20 Positivo: S/P% > 20
<b>SUERO EQUINO</b>	Detección de anticuerpos contra Anemia Infecciosa Equina	Inmunodifusión en Gel de Agar (Test de Coggins)	Positivo / Negativo

LABORATORIO VETELAB CÍA. LTDA.			
MATRIZ	PARÁMETRO	MÉTODO	RANGO
ANIMAL	Diagnóstico de <i>Mycobacterium bovis</i>	Intradermo reacción ano - caudal	Negativo: < 2 mm Inconcluyente: ≥ 2 a 4 mm Positivo: ≥ 4 mm
	Diagnóstico de <i>Mycobacterium bovis</i>	Intradermo reacción cervical comparativa (Diferencia bovina - aviar)	Negativo: Aviar ≥ bovina Inconcluyente: Diferencia ≤ 4mm Positivo: Diferencia > 4 mm
LECHE	Detección de Anticuerpos contra <i>Brucella abortus o melitensis</i>	Microelisa (ELISA indirecta)	Negativo: S/P% ≤ 45 Dudoso: S/P% > 45 ≤ 50 Positivo: S/P% > 50

**ELABORADO POR:**

*Bq. Matilde Moreta E.*  
RESPONSABLE RED LABORATORIOS  
DIAGNÓSTICO ANIMAL